

TESI ComfoTrac Duo - Hệ thống kéo dẫn đốt sóng cổ, đốt sóng lưng kèm massage rung nhiệt

- Lực kéo tối đa: Đốt sóng cổ 160N, đốt sóng lưng 600N
- Chế độ làm việc: liên tục và ngắt quãng
- Tần số Massage rung: 13 – 35 Hz
- Nhiệt độ làm nóng: tối đa 35 độ C
- Thời gian điều trị: 1 - 30 phút
- Màn hình cảm ứng TFT



CRYOCARE - Máy điều trị áp lạnh

- Ứng dụng trong điều trị da liễu và nhi khoa
- Hơi lạnh được tạo ra bằng điện bởi phần tử Peltier
- Nhiệt độ làm lạnh ở đầu phun: -32 độ C
- Thời gian điều trị nhanh, tối đa 99 giây
- Phạm vi điều trị: U máu, u mạch máu; Đốm sắc tố, đốm đồi mồi



M-Tec Mag S - Máy kích thích từ trường cường độ cao (rPMS)

- Các chức năng được điều khiển bởi bộ vi xử lý
- Tần số điều trị: 1 – 100 Hz
- Cảm ứng từ mức rộng: 3 Tesla
- Cảm ứng từ mức trung bình: 2,5 Tesla
- Màn hình LCD hiển thị tất cả các thông số và chức năng



Skinny lift COUNTOUR - Máy phục hồi tái tạo da bằng điện âm tần cao và siêu âm

- Kết hợp giữa siêu âm và dòng điện tần số cao để đưa các hoạt chất đặc biệt vào dưới da và phân bố đều chúng, giúp làm căng da, chống lão hóa.
- Khu vực trị liệu rộng, toàn thân: Nửa trên mặt; miệng, cổ ngực; Mu bàn tay; Đùi; Cánh tay trên; Hông; Đùi
- Đã được cấp bằng sáng chế và hiệu quả ngay ở lần điều trị đầu tiên



THIẾT BỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

6 dạng điều trị và 19 sản phẩm
Trên 45 năm kinh nghiệm
Đội ngũ kỹ sư lành nghề, chuyên nghiệp
Công nghệ Đức, Chất lượng Đức



HITOP 4 TOUCH - Máy điều trị âm tần cao 4 kênh

- Số kênh điều trị: 4 kênh điều trị độc lập
- Tần số: 0.1 - 200 Hz/ 4096 - 32768 Hz
- Màn hình LCD lớn hiển thị tất cả các thông số
- Thời gian cài đặt: 1 - 90 phút



HITOP 2 TOUCH - Máy điều trị âm tần cao 2 kênh

- Số kênh điều trị: 2 kênh điều trị độc lập
- Tần số: 0.1 - 200 Hz/ 4096 - 32768 Hz
- Màn hình LCD lớn hiển thị tất cả các thông số
- Thời gian cài đặt: 1 - 90 phút



ULTRATHERM - Máy trị liệu sóng ngắn

- Công suất HF 400/ 1100 W (CW/ Impulse)
- Tần số hoạt động: 27,12 MHz ($\pm 0,6\%$)
- Thời lượng xung: 200 - 600 μ s
- Tần số xung: 10 - 300 Hz
- Thời gian điều trị: 1 - 30 phút
- Màn hình hiển thị: 12" TFT cảm ứng



RADIOTHERM - Máy điều trị vi sóng

- Công suất đầu ra HF: 200/ 600 W (CW/ pulse)
- Tần số làm việc: 2,45 GHz (± 50 MHz)
- Thời gian điều trị: 0 - 20 min (1 min/ bước)
- Màn hình hiển thị: 12" TFT cảm ứng hiển thị các thông số cài đặt và điều trị



STEREODYNATOR - Máy điện xung giao thoa ba chiều

- Thời gian điều trị: tối đa 60 phút
- Màn hình: LCD TFT 15"
- Module Hút chân không: 2 kênh và 4 cốc hút
- Module Siêu âm điều trị: 1 & 3MHz



DOUDYNATOR - Máy trung tần thấp tần điều trị

- Số kênh điều trị: 2 kênh điều trị độc lập
- Tần số hoạt động: 0.1 - 200 Hz
- Tần số sóng mang: 2.5/ 4/ 6/ 8 kHz
- Màn hình cảm ứng 10.1" TFT hiển thị tất cả các thông số
- Thời gian cài đặt: 1 - 60 phút



NEOSERV - Máy điều trị giác hút

- Thiết bị sử dụng hai hoặc bốn điện cực hút chân không
- Có thể tạo ra áp suất âm tại các điện cực và có thể điều chỉnh hút liên tục hoặc theo xung
- Có thể kết hợp với Máy điều trị trung tần thấp Doudynator
- Áp suất hút chân không: 300 mbar



SONOSTAT - Máy siêu âm điều trị

- Tần số điều trị: Lựa chọn 1MHz/ 3MHz
- Chế độ hoạt động: Dạng sóng liên tục hoặc dạng xung
- Tỷ lệ xung, có thể lựa chọn: Liên tục, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%
- Tần số xung: Khoảng 100 Hz

